

# Qualitätskontrolle nach DIN V 6868 Teil 12 Bilddokumentationssysteme (BDS)

BDS-Typ: \_\_\_\_\_  
 Hersteller: \_\_\_\_\_  
 Einstellwerte Testbild: \_\_\_\_\_  
 Densitometer: \_\_\_\_\_

Entwicklungsmaschine: \_\_\_\_\_  
 Verarbeitungszeit: \_\_\_\_\_  
 Film- Typ: \_\_\_\_\_  
 Hersteller: \_\_\_\_\_

Entwicklertyp: \_\_\_\_\_  
 Regenerierrate: \_\_\_\_\_  
 Fixiertyp: \_\_\_\_\_  
 Regenerierrate: \_\_\_\_\_

Ärztliche Stelle des Landes Brandenburg  
 für die Qualitätssicherung bei Röntgeneinrichtungen  
 zur Untersuchung von Menschen

Jahr: \_\_\_\_\_ Woche: \_\_\_\_\_

Neuansatz N      Entwickler: \_\_\_\_\_  
 Regeneratansatz R      Fixierbad: \_\_\_\_\_  
 Wartung W  
 Entwicklertemperatur: \_\_\_\_\_

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Toleranz: $\pm 0.1$ <b>D1</b> <input type="checkbox"/>	+ 0.1																										
	+ 0.1																										
Toleranz: $\pm 0.2$ <b>D2</b> <input type="checkbox"/>	+ 0.2																										
	+ 0.1																										
	0.0																										
	- 0.1																										
Toleranz: $\pm 0.25$ <b>D3</b> <input type="checkbox"/>	- 0.2																										
	0.2																										
	+ 0.1																										
	0.0																										
	- 0.1																										
	- 0.2																										

