

Konstanzprüfung bei Digitaler Subtraktionsangiographie gemäß DIN 6868 Teil 8

Ärztliche Stelle des Landes Brandenburg
für die Qualitätssicherung bei Röntgeneinrichtungen
zur Untersuchung von Menschen

Zeitraum vom: _____ bis: _____

Betreiber: _____

Röntgeneinrichtung: _____
DSA System: _____

Fabr. Nr.: _____
Bildaufzeichnungssystem: _____

Abnahmepr. durch: _____ am: _____

Sachverst.-Pr. durch: _____ am: _____

Prüfbedingungen:

Prüfkörpertyp: _____ Nr.: _____

Dosimetertyp: _____ Nr.: _____














Aufnahmebedingungen: _____

Prüfergebnisse:

	Ausgangs- wert	Toleranz von	bis	Mess- wert	Mess- wert	Mess- wert	Mess- wert	Mess- wert	Mess- wert	Mess- wert	Mess- wert	Mess- wert	Mess- wert	Mess- wert	Mess- wert
Datum															
Dosis je Bild															
Dynamikbereich		keine Abweichung zulässig													
Kontrastempfindlichkeit															
Logarithmierung	i.O.														
Artefakte	keine														
Prüfer															
Unterschrift															

Bemerkungen: _____

Toleranzen: Dosis je Bild: ± 30%; für alle weiteren Parameter ist eine Abweichung vom Zustand bei der Abnahmeprüfung nicht zulässig



- nicht sichtbare Strukturen streichen
- eine Abweichung vom Ausgangszustand ist nicht zulässig
- **Logarithmierung:** Kontrolle, daß eine Gefäßsimulation auf allen 8 Cu-Stufen mit der selben Schwärzung dargestellt wird.

